

AMPLICALL 10

TELEPHONE RING AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR DE SONNERIE
TÉLÉPHONIQUE
TELEFONANRUFVERSTÄRKER




English P1

Français P9

Deutsch P18


DESCRIPTION

Description



INSTALLATION

Installation (See drawing)



- 1) Insert 4 AA batteries into the battery compartment (optional extra)
- 2) Connect the telephone line cord with the BT connection and RJ11 connection from the PTT socket on the wall to the jack found at the rear of the Amplicall 10
- 3) Connect the RJ11 to RJ11 cable to the line jack found at the rear of the Amplicall 10 and to your telephone.
- 4) Plug the power cable into the power adapter jack found at the rear of the Amplicall 10. Plug the adaptor into the mains supply at the wall (optional extra)

INSTALLATION

Electrical connection : The apparatus is designed to operate from a 230V 50Hz supply only. (Classified as «hazardous voltage» according to EN60950 standard). The apparatus does not incorporate an integral power on/off switch. To disconnect the power, either switch off supply at the mains power socket or unplug the AC adaptor. When installing the apparatus, ensure that the mains power socket is readily accessible.

Telephone connection : Voltages present on the telecommunication network are classified TNV-3 (Telecommunication Network Voltage) according to the EN60950 standard.

INSTALLATION

Alarm Operation

1 - SETTING THE ALARM MODE

Choose which alarm mode you want by moving the alarm mode switch to one of the following positions:

0 : no alarm



☒ both strobe flasher and sound alarm activated

⚡ : both strobe flasher and shaker (if connected)
activated

☒ : both sound alarm and shaker (if connected)
activated

2 - VOLUME CONTROL SLIDE SWITCH

Set the volume of the alarm sound or power on/off.

3 - TONE CONTROL SWITCH (3 POSITIONS)

Set the tone of the alarm sound.

INSTALLATION

Wall Mounting

1. Drill two holes horizontally, 96mm apart, and leave the screws protruding from the wall by 5mm.
2. Hang the base on to the two screws and pull the base down to lock it into place.

Table Mounting

If you want to mount the unit on a table, simply place it in the base cradle and place the base cradle on the table.

Change the Battery

The unit requires 4 x AA batteries

1. Open the battery compartment door.
2. Insert 4 x AA batteries into the battery compartment.
3. Snap the battery compartment door back into place.

Note: when the green LED indicator flashes, it is time to replace the batteries.

Whilst replacing the batteries, disconnect all telephone line cords from the modular wall jacks.

Second Amplicall 10

Another Amplicall 10 can be added to the system (call 01707 387602)

INSTALLATION

Trouble shooting

Symptom	Solution
No incoming call yet the Amplicall10 rings automatically or rings continuously; the shaker vibrates automatically or continuously; the strobe LED flashes automatically.	<ol style="list-style-type: none">1) Check the batteries are inserted correctly.2) Check the power adaptor is connected correctly.3) Turn off the power switch for 10 minutes and then turn it on.
The red low battery LED flashes automatically.	<ol style="list-style-type: none">1) Replace the batteries.2) Turn off the power switch for 10 minutes and then turn it on.
When there is an incoming call but no ringing can be heard.	<ol style="list-style-type: none">1) Check it is connected to the power adaptor correctly;2) Check the batteries are installed correctly.3) Check if the volume switch is switched on.4) Check it is connected to the line cord correctly.
When there is an incoming call but the shaker doesn't vibrate.	<ol style="list-style-type: none">1) Check it is connected to the shaker correctly.2) Check the shaker socket to see if it has been damaged.3) Check the alarm mode selection switch position is correct.

GUARANTEE

From the moment your Geemarc product is purchased, Geemarc guarantee it for the period of two years. During this time, all repairs or replacements (at our discretion) are free of charge. Should you experience a problem then contact our helpline or visit our website at **www.geemarc.com**. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakages to any parts. The product must not be tampered with or taken apart by anyone who is not an authorised Geemarc representative. The Geemarc guarantee in no way limits your legal rights.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR GUARANTEE AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM

Please note : The guarantee applies to the United Kingdom only.

Declaration : Hereby Geemarc Telecom SA declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive 2014/53/UE and in particular article 3 section 1a, 1b and section 2.

*The declaration of conformity may be consulted at **www.geemarc.com***



GUARANTEE

Recycling directives : The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products so at the end of their useful life are recycled in the best way. When this product is finished with, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:

- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in an appropriate WEEE skip.
- Or, hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it. Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.



For product support and help visit our website


at www.geemarc.com

Telephone **01707 387602**

Or fax **01707 832529**


DESCRIPTIF

Descriptif



INSTALLATION

Installation (voir dessin ci-dessous)



- 1 – Mettre les 4 piles type AA (vendu en option).
- 2 – Branchez le cordon téléphonique de votre téléphone à l'Amplicall10.
- 3 – Branchez le cordon RJ11/RJ11 entre l'Amplicall10 et votre téléphone.
- 4 – Connectez l'adaptateur secteur (vendu en option)

INSTALLATION

Raccordement électrique : l'appareil est prévu pour fonctionner uniquement avec l'adaptateur secteur 230V 50Hz fourni. (Tension classée "dangereuse" selon les critères de la norme En60950).

Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60950.

INSTALLATION

1 - Configuration De L'Alarme

Sélectionnez l'alarme par le commutateur 4 positions:

0 : aucune alarme sélectionnée

⚡ : flash stroboscopie et sonnerie électronique activés



⚡ : flash stroboscopique et coussinet vibrant (si
((O)) connecté) activés

🔊 : sonnerie électronique et coussinet vibrant (si
((O)) connecté) activés

2 - Potentiometre De Volume

Vous pouvez ajuster le volume de l'alarme ; ainsi que l'allumer ou l'éteindre.

3 - Interrupteur De Tonalite (3 Positions)

Vous pouvez choisir entre 3 tonalités d'alarme

INSTALLATION

Montage Mural

Percez 2 trous à l'horizontale distant de 96 mm dans votre mur. Insérez 2 chevilles avec leurs vis. Laissez dépasser les vis de 5 mm.

Faites glisser votre base dans les têtes de vis.

Placez ensuite l'AMPLICALL10 sur les vis et tirez la base vers le bas afin que le boîtier soit bloqué.

Table De Montage

Si vous souhaitez installer l'AMPLICALL10 sur une table, posez le socle, puis insérez le boîtier dedans.

1. Ouvrez le compartiment des piles.
2. Insérez les 4 piles type AA
3. Refermez le couvercle du compartiment des piles.

Note: Si le voyant du niveau des piles est rouge, vous devez les remplacer.

Lors de tout changement, débranchez le cordon de ligne de votre base.

Vous pouvez ajouter un adaptateur secteur qui est vendu en option (contacter le 03/28/58/75/99)

Ajouter un second Amplicall10

Renseignez-vous auprès de votre point de vente.

INSTALLATION

Aide Aux Problèmes Rencontrés

Symptôme	Solution
L'Amplical10, le coussinet vibrant ou le flash lumineux s'enclenche automatiquement sans que le téléphone sonne.	<ol style="list-style-type: none">1) Vérifiez que les batteries soient bien insérées.2) Vérifiez que l'adaptateur secteur soit bien connecté.3) Eteignez l'Amplical10 pendant 10 minutes et allumez-le.
L'indicateur de batterie faible clignote rouge alors que l'Amplical10 est connecté à l'adaptateur secteur	<ol style="list-style-type: none">1) Vérifiez l'état de la batterie.2) Eteignez l'Amplical10 pendant 10 minutes et rallumez-le
L'Amplical10 ne sonne pas alors qu'il est connecté à l'adaptateur secteur et que les 4 batteries sont insérées.	<ol style="list-style-type: none">1) Vérifiez que l'adaptateur secteur soit bien connecté.2) Vérifiez que les batteries soient bien insérées.3) Vérifiez que le volume soit allumé.4) Vérifiez que le cordon de ligne soit bien inséré dans l'Amplical10.

INSTALLATION

L'Amplical10 est bien connecté à l'adaptateur secteur ou les piles sont bien insérées. Il sonne ou flash lorsque le téléphone sonne mais le coussinet vibrant ne fonctionne pas.

- 1) Vérifiez que le coussinet vibrant soit bien connecté.
- 2) Vérifiez que la prise du coussinet vibrant ne soit pas endommagée.
- 3) Vérifiez que vous avez choisi la bonne configuration d'alarme.

GARANTIE

Cet appareil est garanti deux ans pièces et main-d'oeuvre. La date d'achat figurant sur le ticket de caisse fera foi. Cette garantie s'exerce sous réserve d'une utilisation normale de l'appareil. Les dommages occasionnés par les surtensions électriques, la foudre ou par un choc sur l'appareil ne peuvent en aucun cas être couverts par la garantie. En cas de problème fonctionnel et avant de nous retourner votre appareil, contactez notre service après vente de : 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 du Lundi au Jeudi et de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 16h30 le Vendredi.

DECLARATION : Ce produit respecte les exigences de compatibilité électro-magnétique et de sécurité électrique demandées par la directive européenne RTTE. Par ailleurs, il est compatible avec les différents réseaux téléphoniques européens (normes TBR21/37/38).

Directives de recyclage: La directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie. Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jeter pas dans votre poubelle ménagère. Suivez l'une des procédures décrite ci-dessous:

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site : www.geemarc.com



GARANTIE

- Déposez les piles et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Rapportez votre ancien appareil chez le distributeur qui vous vendra le nouveau. Il devra l'accepter.

Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr



Pour des informations et une assistance sur le produit,
rendez-vous sur notre site Web :



www.geemarc.com

téléphone **03.28.58.75.99**

ou fax **03.28.58.75.76**


BESCHREIBUNG

Beschreibung



INSTALLATION

Installation



1. 4 x AA Batterien in das Fach einlegen
2. Verbinden Sie das Amplicall 10 mit dem Telefonanschluss durch das Telefonkabel.
3. Schließen Sie das Telefonkabel von Ihrem Telefon an das Amplicall 10. (RJ11).
4. Stecken Sie den AC-Adapter in die Wandsteckdose.

(*) wird gemäß dem Standard EN60950 als „gefährliche elektrische Spannung“ eingestuft.

INSTALLATION

Stromanschluss: Das Gerät ist nur für eine Stromversorgung von 230V 50Hz entworfen worden. (Wird gemäß dem Standard EN60950 als „gefährliche elektrische Spannung“ eingestuft.) Das Gerät verfügt über keinen integrierten An/Aus-Schalter. Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, muss entweder die Stromversorgung ausgeschaltet oder der Netzstecker gezogen werden. Stellen Sie bei der Einrichtung des Gerätes sicher, dass das Hauptversorgungsnetz betriebsbereit ist.

Telefonanschluss: Die Spannungen auf dem Telekommunikationsnetz werden gemäß Standard EN60950 als TNV-3 (Netzspannung Telekommunikation) eingestuft.

INSTALLATION

1 – Einstellen Des Signalmodus


Wählen Sie den gewünschten Signalmodusschalter auf eine der folgenden Positionen einstellen: dus aus, indem Sie den Signalmodusschalter auf eine der folgenden Positionen einstellen:

0 : Kein Signal




 : Blitzlicht und Signalton sind aktiviert



 : Blitzlicht und Vibrationskissen (wenn angeschlossen) sind aktiviert

 : Signalton und Vibrationskissen (wenn verbunden)

 sind aktiviert

2 – Schiebeschalter Für Tonregelung

Die Lautstärke des Alarmtons wird eingestellt.

3 –Schalter Für Tonregelung (3 Positionen)

Der Alarmton wird eingestellt.

Wandmontage:

1. Bohren Sie zwei Löcher (Horizontal) im Abstand von 96mm.

Drehen Sie die Schrauben in die Löcher, bis der Schraubenkopf 5 mm von der Wand absteht.

2. Hängen Sie die Warnanlage an die zwei Schrauben und lassen Sie die Warnanlage durch ein leichtes runter drücken einklinken.

Tischmontage:

Für die Tischmontage stellen Sie die Warnanlage sicher auf den Tisch.

Batteriewechsel:

Die Warnanlage benötigt 4 x AA Batterien.

1. Batteriefach öffnen

2. 4 x Batterien AA in das Fach einlegen

3. Batteriefach schließen bis es einrastet

Hinweis : Wenn die Batterieanzeige ROT aufleuchtet, sollten Sie einen Batteriewechsel vornehmen. Während dieses Vorgehens, achten Sie bitte darauf, dass alle Stromnetzstecker und Telefonanschlüsse vorher entfernt wurden !

Zusätzliches Amplicall 10

Sie könne weitere Amplicall 10 hinzufügen.

Bei Interesse eines optionalen Adapters oder eines zusätzlichen Amplicall 10 wählen Sie die Telefon

+49(0)228 548 89 932

Störungsbehebung

Anzeichen	Solution
Bei keinem eingehenden Anruf klingelt dennoch das Telefon automatisch oder permanent ; sowie das Vibrationskissen, es klingelt ohne eingehenden Anruf oder permanent; die LED-Anzeige leuchtet von alleine auf	<ol style="list-style-type: none">1) Überprüfen Sie das Batteriefach.2) Überprüfen Sie einen richtigen Anschluss des Netzsteckers.3) Ziehen Sie den Netzstecker für 10 min. und anschließend verbinden Sie es wieder.
Bei funktionierender Stromversorgung zeigt Die rote LED-Anzeige einen niedrigen Batteriestatus.	<ol style="list-style-type: none">1) Prüfen Sie die Batteriestärke2) Ziehen Sie den Netzstecker für 10 min. und anschließend verbinden Sie es wieder.

INSTALLATION

<p>Bei funktionierender Stromversorgung oder die erfolgreiche Verwendung mit Batterien, klingelt das Telefon bei eingehenden Anrufen nicht.</p>	<ol style="list-style-type: none">1) Überprüfen Sie einen richtigen Anschluss des Netzsteckers.2) Überprüfen Sie die richtige Einlage der Batterien.3) Prüfen Sie die Funktion der Lautstärke.4) Überprüfen Sie die störungsfreie Verbindung zum Telefonanschluss.
<p>Bei eingehendem Anruf Klingelt das Vibrationskissen nicht</p>	<ol style="list-style-type: none">1) Prüfen Sie ob der Wecker richtig angeschlossen ist2) Schauen Sie auf den Anschluss des Vibrationskissen, ob dieser Beschädigt ist.3) Überprüfen Sie ob die Vibrationsfunktion eingeschaltet ist.

GARANTIE

Auf Ihr Geemarc Produkt wird von Geemarc Telecom SA eine zweijährige Garantie ab Kaufdatum gemäß diesen Garantiebestimmungen gewährt. Während dieser Zeit werden im Garantiefall nach Wahl der Geemarc Telecom SA Material- und Fabrikationsfehler unentgeltlich beseitigt oder Ihr Geemarc Produkt ausgetauscht. Bei Störungen oder Fragen wenden Sie sich an unsere Hotline oder besuchen Sie unsere Homepage **www.geemarc.com**. Von dieser Herstellergarantie ausgeschlossen sind Schäden durch unsachgemäße Benutzung, mangelnde Sorgfalt oder Unfälle. Die Garantie erlischt bei Eingriffen von Dritten, die von Geemarc Telecom SA oder deren Vertriebspartnern dazu nicht ermächtigt wurden. Die Geemarc Telecom SA Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Rechte in keiner Weise ein.

WICHTIG: IHR KAUFBELEG IST TEIL IHRER GARANTIE UND MUSS AUFBEWAHRT UND IM GARANTIEFALL VORGELEGT WERDEN.

Bitte beachten Sie: Die Garantie gilt nur für Deutschland.

ERKLÄRUNG: Geemarc Telecom SA erklärt hiermit, dass dieses Produkt die notwendigen Voraussetzungen sowie die weiteren betreffenden Bestimmungen der Radio- und Telecommunications Terminal Equipment Directive 2014/53/UE, insbesondere Artikel 3 Absatz 1a, 1b und Absatz 2, erfüllt.

Das Telefon benötigt eine Mindeststromstärke von 18mA in der Leitung.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse gefunden werden : www.geemarc.com/de/supportdoc.asp



GARANTIE

Die WEEE-Richtlinie (Elektro- und Elektronikaltgeräte) wurde aufgestellt, damit Altgeräte auf beste Art und Weise verwertet werden.

Wenn dieses Produkt defekt ist, werfen Sie es bitte nicht in Ihren Hausmüll. Bitte nutzen Sie eine der folgenden Entsorgungsmöglichkeiten:

- Entfernen Sie die Batterien und werfen Sie diese in einen geeigneten Rücknahmecontainer.

Geben Sie das Produkt bei einer Altgerätesammelstelle ab.

- Oder geben Sie das alte Produkt dem Händler zurück. Bei Kauf eines neuen Gerätes sollte der Händler das Altgerät annehmen.

Wenn Sie sich an diese Anweisungen halten, stellen Sie den Schutz der Gesundheit und Umwelt sicher.



Produktsupport und Hilfe erhalten Sie auf unserer
Webseite unter **www.geemarc.com**

E-mail : **customerservices@geemarc.com**

Telefon : **00 49 (0)228 548 89 932**



UGAmplcall 10_EnFrGe_v1.8

geemarc™ United Kingdom
Telecom SA

5B Swallow Court
Swallowfields
Welwyn Garden City
Hertfordshire, AL7 1SB
For product support:
01707 387602
www.geemarc.com

geemarc™ FRANCE
Telecom SA

Parc de l'Etoile
2 rue Galilée
59791 Grande-Synthe Cedex
Tél.service après vente :
03 28 58 75 99
www.geemarc.com